


ポータブルビューア画像参照手順

本CD-Rからの画像流出に関しては当院は一切責任を負いかねますので、
取扱いには、充分ご注意ください。

- ①本CDROMを、CDROMドライブに挿入します。
- ②CDROM挿入後、本CDROM内の[ViewerStart.bat]をダブルクリックします。
ポータブルビューアが起動します。
- ③ポータブルビューア起動後に以下のメッセージが出力されましたら、
[同意する] ボタンをクリックします。



- ④ShadeQuest/ViewR Portable 画面が表示されます。
- ⑤Macは動作確認できていません。




画像を1枚単位で読込む場合に使用します。



DICOM形式の画像を読込む場合に使用します。

※DIR読込みはDICOM形式の画像のみ読込むことができます。



画像格納先の例：CDROM内の
/STUDY1/SER001/MR00001

